


ANTERIOR MOULD CLASSIFICATION

KLASSIFIZIERUNG DER FRONTZAHNFORMEN • CLASSIFICATION DES FORMES ANTERIEURES • CLASSIFICACION DE LAS FORMAS ANTERIORES • CLASSIFICAZIONE DELLE FORME ANTERIORI • KLASSIFICERING AF FORMERNE FORAN • ETUHAMMASMALLIEN LUOKITTELU • ΤΑΥΤΟΜΟΡΦΗ ΕΠΙΤΥΡΟΞΙΩΝ • CLASSIFICATIE VAN DE VOORVORMEN • CLASSIFICAÇÃO DAS FORMAS ANTERIORES • INDELNING AV FRÅMRE FORMER

STRUCTURE PROFILE MESIO-DISTAL PROFILE LATERAL PROFILE

GESICHTSFORM • STRUCTURE • ESTRUCTURAS • CONFORMAZIONE • UDFORMING • MALLI • ΜΟΡΦΗ • CONFORMATIE • CONFORMAÇÃO • FORM



OTHER METHODS

WEITERE METHODEN • AUTRES METHODES • OTROS METODOS • ALTRI METODI • ANDRE METODER • MUITA MENETELMÄ • ΆΛΛΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ • ANDERE METHODEN • OUTROS METODOS • ANDRA METODER

	mm	mm	UPPER ANTERIORS	UPPER ANTERIORS	UPPER ANTERIORS
	46/49	6,90/7,60	50	1/30	1/20 - 1/32
	50/52	7,60/8,00	1/44 - 1/13	56 - 58	---
	53/54	8,00/8,30	1/47	52	1/35 - 1/22 - 1/25
	55/56	8,30/8,60	1/17	1/48 - 1/37	1/25 - 53
	57/61	8,60/9,40	1/40 - 1/49	59	1/27 - 62
	30/31	37,5/40,7	50	1/30	---
	32	40,4/43,2	1/44	56	1/20 - 1/32
	33	42,2/44,5	1/13	58 - 52	1/22 - 1/35
	34/35	44,0/47,2	1/47	58 - 52 - 1/48 - 1/37 - 59	1/35 - 1/25 - 53
	36/37	46,7/49,8	1/17 - 1/40 - 1/49	59	1/27 - 62
	4,5/4,7	6,70/7,60	50 - 1/44 - 1/13	1/30 - 56	1/20 - 1/32
	4,8/4,9	7,20/8,00	1/44 - 1/13	56 - 58 - 52	1/20 - 1/32
	5,0/5,1	7,50/8,30	1/44 - 1/13 - 1/47	56 - 58 - 52	1/32 - 1/35 - 1/22 - 1/25
	5,2/5,3	7,80/8,50	1/47	58 - 52 - 1/48 - 1/37	1/35 - 1/22 - 1/25 - 53
	5,4/5,7	8,30/9,30	1/17 - 1/40 - 1/49	1/48 - 1/37 - 59	1/25 - 53 - 1/27 - 62
	111/120	36,7/40,0	50	1/30	---
	120/125	40,0/42,0	1/44	---	1/20 - 1/32
	126/130	42,0/43,3	1/44	56	---
	130/135	43,3/45,3	1/13	58 - 52	1/22 - 1/25
	140/145	46,7/48,7	1/17 - 1/40 - 1/49	59	---
	146/155	48,7/52,0	---	---	1/27 - 62

CHOISE SYSTEM IN RELATION TO THE SIZE

AUSWAHLSYSTEM NACH DEM KÖRPERBAU
 SYSTEME DE CHOIX EN RELATION A LA TAILLE
 METODO DE ELECCION EN BASE A LA COMPLEXION FISICA
 MISURAZIONE IN BASE ALLA CORPORATURA
 MÅLING EFTER KROPPSBYGNINGEN
 MITOITUS RUUMINRAKENTEEN PERUSTEELLA
 ΜΕΤΡΗΣΗ ΒΑΣΕΙ ΣΩΜΑΤΙΚΗΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
 METINGEN OP BASIS VAN LICHAAMSSPECIEFIE VORMEN
 MEDIÇÃO SITUANDO A ESTATURA
 MÄTNING PÅ BASIS AV KROPPSBYGGNAD



EN SYNTHETIC POLYMER TEETH FOR DENTAL PROTHESIS

• Store in a clean, dry place away from light.
 • To ensure optimum bonding to the denture base resin, grind teeth on the cervix prior to setting up, remove wax and degrease with a methyl methacrylate monomer.
 • Direct the patient to adopt daily hygiene protocols, suggest him to avoid excessive brushing which could cause abrasive wear, and not to immerse in alkaline, acids or other substances that can damage acrylic materials.
 • This product does not contain substances classified as hazardous conforming to Directive 67/548/EEC and subsequent amendments. Consequently, no Material Safety Data Sheet is available.
 • Grinding of the teeth generates dust which is classified as "not otherwise classifiable". Do not inhale. Use appropriate protection. TLV/TWA applies.
 • Dispose conforming to local law. Product and packing materials are not listed in the Hazardous Waste Inventory as per C.D. 91/689/EEC (14). Patient-contacted materials are at infection risk even for disposal purposes (EU Hazardous Waste Inventory No. 180103).
 • Available in the following shade guides: A1-D4 / 1A-6D.

DE KUNSTSTOFFZÄHNE AUS METHACRYLAT FÜR PROTHETIK

• Trocken, sauber und lichtgeschützt lagern.
 • Für eine bessere Verbindung mit dem Prothesenkunststoff sollten an den Zähnen Restaurationen angebracht werden. Nach dem Entfernen des Wachses Zähne mit Monomer reinigen.
 • Hygienehinweise: Für die tägliche Hygiene sollten die Patienten darauf hingewiesen werden, daß ein übertriebener Gebrauch der Zahnbürste zu einem Abrieb führen kann. Ein Kontakt der Prothese mit alkalischen, säurehaltigen oder anderen aggressiven Substanzen ist zu vermeiden.
 • Gemäß Vorschrift 67/548/EEC und der geltenden Änderungen enthält das Produkt keine gefährlichen Substanzen. Aus diesem Grund liegt kein Sicherheitsdatenblatt vor.
 • Bei der Fernbearbeitung entsteht Staub, welcher jedoch als "nicht besonders klassifizierbar" eingestuft wird. Trotzdem sollten geeignete Sicherheitsvorrichtungen benutzt werden. Verwendung von TLV/TWA. Staub nicht einatmen.
 • Entsorgungshinweise: Wieder das Material noch in Verpackung ist im Katalog für gefährliche Abfallstoffe C.D. 91/689/EEC (14) aufgeführt. Nach dem Kontakt mit Patienten besteht die Gefahr einer Infektion und muß laut Europäischem Katalog für gefährliche Abfallstoffe Nr. 180103 entsorgt werden. Außerdem sind die regionalen Vorschriften zu beachten.
 • In folgenden Farbabstufungen lieferbar: A1-D4 / 1A-6D.

FR DENTS EN POLYMERE SYNTHETIQUE POUR PROTHESES

• A conserver dans un endroit sec, propre et à l'abri de la lumière.
 • Pour garantir l'adhésion de la résine de base, meuler les dents au collet avant montage et dégraisser à l'aide de monomère de méthylméthacrylate après élimination de la cire.
 • Conseiller au patient d'adopter des règles d'hygiène quotidiennes, de ne pas brosser excessivement ses dents et d'éviter l'usage de l'abrasion et de ne pas plonger l'appareil dans des solutions alcalines, acides ou autres substance agressives pour les matériaux acryliques.
 • Ce produit ne contient aucune substance dangereuse aux termes de la directive 67/548/EEC et révisions suivantes. De ce fait, aucune fiche de Sécurité n'est jointe au produit.
 • L'opération de finition génère des poussières classifiées comme "non autrement classifiables". Ne pas respirer, utiliser les protections appropriées, l'on applique TLV/TWA.
 • Eliminer comme des déchets conformément à la législation locale. Le matériau et les emballages ne sont pas repris au catalogue des déchets dangereux C.D. 91/689/EEC (14). Après contact avec le patient, les matériaux sont considérés comme pouvant présenter des risques d'infection, même pour ce qui est de leur élimination (catalogue européen des déchets dangereux n° 180103).
 • Disponible en teintes: A1-D4 / 1A-6D.



Published 2017 - 12 - 15
 TECHNICAL e HIGH ANATOMIC

FI SYNTEETTISESTÄ POLYMEERISTÄ TEHDYT HAMPAAT HAMMASPROTEESIEJÄ VÄRTEN

• Säilytettävä kuivassa, puhtaassa ja valolta suojatussa paikassa.
 • Jotta proteesipohjat saataisiin kiinnitysmään mahdollisimman hyvin polymeroinnin, ennen asennusta ja vahvan postoin jälkeen, hampaat tulee hioa ja rasva tullen polistaa metylmetakrylaattimonomeerilla.
 • Potilaista on opetettava suorittamaan oikein hampaiden päivittäinen puhdistusohjelma, sekä hoida on vältettävä haittaavista hampailta liika niiden kalliiden kulmien ehkäisemiseksi, sekä vältettävä opettamatta hampailta emaliosien aineeseen, happoista tai muihin vahingoittaviin aineisiin.
 • Tämä tuote ei sisällä vaarallista tai ditektiivissä 67/548/EEC tai sitä seuraavissa direktiivissä mainittua vaarallista ainetta. Näin ollen tuotteen ei ole Vaarallisuusluokituksen Turvallisuusmerkkiä.
 • Ympäristökäsitteilyssä syntyy "muuten luokittelemattomia" polymeeriä. Polymeeriä ei saa päästää hengityskanaviin, on käytettävä tarkoituksenmukaista suojuslaite sekä sovelletaan TLV/TWA.
 • Eliminar como desechos, siguiendo siempre las leyes locales. El material y los embalajes no están detallados en el Catálogo de los Desechos Peligrosos C.D. 91/689/EEC (14). Después del contacto con el paciente, los materiales están sujetos a riesgo de infección incluso por lo que respecta a la eliminación (Catálogo Europeo de los Desechos Peligrosos n. 180103).
 • Disponible en las guías de colores: A1-D4 / 1A-6D.
 • Saatavissa väriasteikoissa: A1-D4 / 1A-6D.

EL ΔΟΝΤΙΑ ΑΠΟ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟ ΠΟΛΥΜΕΡΕΣ ΓΙΑ ΟΔΟΝΤΟΤΟΧΕΙΣ

• Διατηρείστε σε χώρο στεγνό, καθαρό και σκοτεινό.
 • Για την εξορρόληση της πρόσδεσης με το σκελετικό τμήμα τα δόντια και απολυμνίζετε με μονομερές μεθacryλικού μεθυλίου πριν το μοντazου και μετά την απομόνωση.
 • Διαβουλεύστε τον ασθενή να υιοθετήσει τις αρχές της καθημερινής υγιεινής να μην βουρτσίζει υπερβολικά την οδοντοστομία και να μην τη βουρτίζει με αλκαλικό, όξινο διαβρωτικό οδοντικό και οξεία.
 • Το προϊόν αυτό δεν περιέχει ουσίες επιβλαβείς σύμφωνα με την οδηγία 67/548/EEC. Κατά συνέπεια δεν περιέχει δηλητήρια ασφαλείας για το περιβάλλον.
 • Το προϊόν αυτό δεν περιέχει ουσίες επιβλαβείς σύμφωνα με την οδηγία 67/548/EEC και successive revisioni. Pertanto non è fornita una Scheda di Sicurezza Materiali.
 • La finitura genera polveri classificate come "non altrimenti classificabili". Non inalare; impiegare protezioni appropriate; si applicano TLV/TWA.
 • Smaltire come rifiut sempre seguendo le leggi locali. Il materiale e gli imballaggi non sono elencati nel Catalogo dei Rifiuti Pericolosi C.D. 91/689/EEC (14). Dopo il contatto con il paziente, i materiali sono a rischio di infezione anche al fini dello smaltimento (Catalogo Europeo dei Rifiuti Pericolosi n. 180103).
 • Disponibile nelle scale colori: A1-D4 / 1A-6D.

NL TANDEN VAN SYNTHETISCHE POLYMEER VOOR GEBITSPROTHESEN

• Op een droge, schone en donkere plaats bewaren.
 • Voor een optimale aanhechting van het polymeren aan de basis van de gebitsprothese, dient u de tanden voor de montage en na de verwijdering van de was te schuren en te ontvetten met een monomeer van methacrylaat.
 • Licht de patiënt goed voor over de dagelijkse hygiëne. Niet overmatig brossen om voortdurend slijtage te voorkomen. Niet overdig brossen in alkalien, zuren of andere agressieve middelen.
 • Dit product bevat geen gevaarlijke stoffen en is conform richtlijn 67/548/EEC en de daaropvolgende richtlijnen. Daarom wordt geen veiligheidschema met betrekking tot materialen meegeleverd.
 • Bij de afwerking komen stoffen vrij die gedeeltelijk kunnen worden als "niet anders te classificeren". Niet inhaleren en passende bescherming gebruiken. Hier zijn de TLV/TWA-normen van toepassing.
 • Als afval afvoeren volgens de plaatselijk geldende wetten. De materialen en de verpakkingen zijn niet opgenomen in de lijst van Gevaarlijke Afvalstoffen behorende bij C.D. 91/689/EEC artikel 1, lid 4. Dit materialen kunnen infecties veroorzaken bij de patiënt. Houd hiermee ook rekening bij het afvoeren van de materialen (Europeesk Lijst van Gevaarlijke Afvalstoffen nr. 180103).
 • Verwijgbaar in de volgende kleurenscala's: A1-D4 / 1A-6D.



COMBINATION CHART

SYNTHETIC POLYMER TEETH FOR DENTAL PROTHESIS. ANTERIORS AND POSTERIORS.

ARTIKULATIONS-TABELLE - TABLEAU D'ARTICULATION - TABLA DE ARTICULACION - TABELLA DI ARTICOLAZIONE - ÖVERSIGT ÖVER ARTIKULATION - PARENTATAULUKKO - ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΡΘΡΩΣΕΩΝ - ARTICULATIETABEL - TABELA DE ARTICULAÇÃO - TABELL ÖVER LEDRÖRELSE

ANTERIORS		POSTERIORS			
UPPER	LOWER	L-CUSP	N-CUSP	HA	T
50	0/3	1/60	-	-	-
1/44	0/4 • 0/5	1/72	76N	-	T13
1/13	0/5	1/74	76N	A32	T13
1/47	0/8 • 0/6	1/72	77N	A33	T13
1/17	0/8 • 0/10	-	77N	A33	-
1/40	0/10 • 0/11	-	79N	A33	N79
1/49	0/10 • 0/11	-	79N	-	-
1/30	0/3	1/60	70N	-	-
56	0/0 • 0/4	1/65	76N	-	T13 • T11
58	0/6 • 0/53	1/72	76N	A32	T13 • T11
52	0/53 • 0/6	-	77N	A33	-
1/48	0/6	1/72	77N	A33	T13
1/37	0/8 • 0/10	-	79N	A33	T13
59	0/53 • 0/8	1/72	77N	A33	T13
1/20	0/3	1/60	70N	-	T11
1/32	0/0 • 0/4	1/65	70N	-	T11 • T13
1/35	0/6 • 0/53	1/72	77N	A32 • A33	T13
1/22	0/5 • 0/53	1/74	76N	A32	T13
1/25	0/8 • 0/53	-	77N	A32 • A33	T13
53	0/53 • 0/6	1/72	76N	A32	T13
1/27	0/10 • 0/11	-	79N	A33	-
62	0/11	-	79N	A33	-



SALE FORMAT - VEKAUFSFORMAT - CONDITIONNEMENT SE SUMINISTRA EN - FORMATO DI VENDITA

A1 - D4	T3011 T3012 T3019	Anterior Set Posterior Set Complete Set	x6 x8 x28
1A - 6D	T3021 T3022 T3029	Anterior Set Posterior Set Complete Set	x6 x8 x28

UPPER ANTERIORS


50	
1/44	
1/13	
1/47	
1/17	
1/40	
1/49	
1/30	
56	
58	
52	
1/48	
1/37	
59	

STRUCTUREPROFILE **MESIO-DISTAL PROFILE** **LATERAL PROFILE**

GESICHTSFORM • STRUCTURE • ESTRUCTURAS • CONFORMAZIONE • UDFORMING • MALLI • МОРФЪН • CONFORMATIE • CONFORMAÇÃO • FORM

PROFIL MESIO-DISTAL • PROFIL MESIO-DISTAL • PERFIL MESIO-DISTAL • PROFILO MESIO-DISTALE • MESIO-DISTALPROFIL • MESIO-DISTALINENPROFILI • ΟΥΗ MESIO-DISTAL • PROFIL MESIO-DISTAL • PERFIL MESIO-DISTAL • MESIO-DISTALPROFIL

PROFIL LATERAL • PROFIL LATERAL • PERFIL LATERAL • PROFILO LATERALE • SIDOPROFIL • ΣΙΥΙΥΠΡΟΦΙΛΙ • ΠΑΝΤΙΑ ΟΥΗ • ZUPROFIL • PERFIL LATERAL • SIDOPROFIL



LOWER ANTERIORS

1/20	
1/32	
1/35	
1/22	
1/25	
1/27	
53	
1/27	
62	
0/3	
0/4	
0/0	
0/5	
0/6	
0/53	
0/8	
0/10	
0/11	

CHOISE SYSTEM
IN RELATION TO THE SIZE

AUSWAHLSYSTEM NACH DEM KÖRPERBAU
 SYSTEME DE CHOIX EN RELATION A LA TAILLE
 METODO DE ELECCION EN BASE A LA COMPLEXION FISICA
 MISURAZIONE IN BASE ALLA CORPORATURA
 MÅLING EFTER KROPPSBYGNINGEN
 MITOITUS RUUMINRAKENTEEN PERUSTEELLA
 ΜΕΤΡΗΣΗ ΒΑΣΕΙ ΣΩΜΑΤΙΚΗΣ ΔΙΑΠΛΑΣΗΣ
 METINGEN OP BASIS VAN LICHAAMSSPECIEFIEKE VORMEN
 MEDIÇÃO SEGUNDO A ESTATURA
 MÅTNING PÅ BASIS AV KROPPSBYGGNAD



UPPER AND LOWER POSTERIOR

L-CUSP POSTERIOR		
1/60		
1/74	N-CUSP POSTERIOR	
77N		
77N		
70N	TECHNICAL POSTERIOR	
T11		
T11	HIGH ANATOMIC POSTERIOR	
A32		
A32	A33	