

ARTICULATING FILM

Film de repérage occlusion

Référence : AFG15303 (vert)



Champs d'applications

C'est une couleur de contact idéale pour tester l'ajustement précis de couronnes, inlays et onlays et aussi pour tester des points élevés sur des surfaces occlusales polies.

Avantages – bénéfiques

- Appliquer le film articulant au pinceau.
- Le solvant s'évapore immédiatement en laissant une mince pellicule.
- Chaque contact laisse une marque sur le film à droite du point de contact.
- Le film articulé peut être facilement retiré avec de l'eau après utilisation

Emballage - Conditionnement

Bouteille en verre de 15ml