



LABORATORY **SILICONES**





ORMAPLUS LAB 90

Vinyl polysiloxane based, addition-curing material,
exclusively designed
for extra oral use in the dental laboratory.

INTENDED USE

- Matrices for fixed and total prosthesis.
- Duplications.
- Prosthesis repair.
- Matrices for temporary crowns and bridges.
- CAD
- Linear dimensional change: - 0,05%
- Perfect compatibility with self and heat curing acrylic resins.
- High heat resistance without alterations.
- High precision in detail reproduction.

TECHNICAL DATA

- Hardness (after 24h): 90 (±3) Shore-A.
- Setting time (at 23°C): 4'30".
- Recovery from deformation: 99,5%
- Mixing ratio: 1:1
- M4000 Ormaplus Lab90
0,9 Kg Base + 0,9 Kg Catalyst.
- M4005 Ormaplus Lab90
2,5 Kg Base + 2,5 Kg Catalyst.
- M4010 Ormaplus Lab90
5 Kg Base + 5 Kg Catalyst.

SALE FORMAT

DEUTSCH

Additionsvernetzende
Abformmasse für
das Labor auf
Vinilpolysiloxanbasis.

EIGENSCHAFTEN:

- Härte (nach 24h): 90 (±3) Shore-A.
- Abbindezeit (bei 23°C): 4'30"
- Rückstellung nach Verformung: 99,5%
- Mischungsverhältnis: 1:1
- Lineare Maßänderung: - 0,05%
- Sehr gute Verträglichkeit mit heiss- und kalt- polymerisierenden Acrylkunststoffen.
- Sehr hohe Temperaturbeständigkeit, ohne Dimensionsveränderung.
- Sehr exakte Detailwiedergabe.

ANWENDUNGSGEBIETE:

- Schlüssel für Fixe-, Teil- und Totalprothesen, sowie prothetische Provisorien.
- Dublierungen.
- Reparaturen von Prothesen.
- CAD

FRANCAIS

Matériau à base de vinyl
polysiloxane, réticulant par
addition, pour l'emploi au
laboratoire.

CARACTERISTIQUES:

- Dureté (après 24h): 90 (±3) Shore A.
- Temps de prise (à 23°C): 4'30"
- Recouvrement de déformation: 99,5%
- Proportion de mélange: 1:1
- Variation dimensionnelle linéaire: -0,05%
- Parfaite compatibilité avec les résines acryliques à chaud et à froid.

- Résistance élevée à la chaleur sans déformation.
- Grande précision dans les détails.

DOMAINE D'UTILISATION:

- Clés pour prothèses fixes et totales.
- Duplicatas.
- Réparation de prothèses.
- Clés pour provisoires prothétiques.
- CAD

ITALIANO

Materiale da laboratorio a
base di vinilpolisilossano,
reticolante per addizione.

CARATTERISTICHE:

- Durezza (dopo 24h): 90 (±3) Shore A.
- Tempo di presa (a 23°C): 4'30"
- Recupero da deformazione: 99,5%
- Rapporto di miscelazione: 1:1
- Variazione dimensionale lineare: -0,05%
- Perfetta compatibilità con le resine acriliche auto e termo polimerizzanti.

- Elevata resistenza al calore senza alterazioni.
- Elevata precisione nella riproduzione dei dettagli.

UTILIZZO:

- Mascherina per lavorazioni in muffola.
- Duplicazioni.
- Riparazione di protesi.
- Mascherine per provvisori.
- CAD

ESPAÑOL

Material a base
de vinilpolisiloxano,
con reticulo de adición,
para el empleo en
laboratorio.

CARACTERISTICAS:

- Dureza (después de 24h): 90 (±3) Shore A.
- Tiempo de fraguado (a 23°C): 4'30"
- Recuperación después la deformación: 99,5%
- Proporciones de mezcla: 1:1
- Variación dimensional lineal: -0,05%
- Perfecta compatibilidad con las resinas acrílicas auto y termopolimerizables.
- Elevada resistencia al calor sin alteraciones.
- Elevada precisión en los detalles.

INDICACIONES:

- Frentes para prótesis fija y removible.
- Duplicados.
- Composturas de aparatos.
- Llaves para provisionales.
- CAD



ORMAPLUS LAB 70

Vinyl polysiloxane based, addition-curing material, exclusively designed for extra oral use in the dental laboratory.

INTENDED USE

- Matrices for fixed and total prosthesis.
- Duplications.
- Prosthesis repair.
- Matrices for temporary crowns and bridges.
- CAD
- Mixing ratio: 1:1
- Linear dimensional change: - 0,05%
- Perfect compatibility with self and heat curing acrylic resins.
- High heat resistance without alterations.
- High precision in detail reproduction.

TECHNICAL DATA

- Hardness (after 24h): 70 (± 3) Shore-A.
- Setting time (at 23°C): 4'30".
- Recovery from deformation: 99,5%

SALE FORMAT

- M4300 Ormaplus Lab70
0,75 Kg Base + 0,75 Kg Catalyst.
- M4310 Ormaplus Lab70
5 Kg Base + 5 Kg Catalyst.

DEUTSCH

Additionsvernetzende Abformmasse für das Labor auf Vinilpolysiloxanbasis.

EIGENSCHAFTEN:

- Härte (nach 24h): 70 (± 3) Shore-A.
- Abbindezeit (bei 23°C): 4'30"
- Rückstellung nach Verformung: 99,5%
- Mischungsverhältnis: 1:1
- Lineare Maßänderung: - 0,05%
- Sehr gute Verträglichkeit mit heiss- und kalt- polymerisierenden Acrylkunststoffen.
- Sehr hohe Temperaturbeständigkeit, ohne Dimensionsveränderung.
- Sehr exakte Detailwiedergabe.

ANWENDUNGSGEBIETE:

- Schlüssel für Fixe-, Teil- und Totalprothesen, sowie prothetische Provisorien.
- Dublierungen.
- Reparaturen von Prothesen.
- CAD

FRANÇAIS

Matériau à base de vinil polysiloxane, réticulant par addition, pour l'emploi au laboratoire.

CARACTERISTIQUES:

- Dureté (après 24h): 70 (± 3) Shore A.
- Temps de prise (à 23°C): 4'30"
- Recouvrement de déformation: 99,5%
- Proportion de mélange: 1:1
- Variation dimensionnelle linéaire: -0,05%
- Parfaite compatibilité avec les résines acryliques à chaud et à froid.

- Résistance élevée à la chaleur sans déformation.
- Grande précision dans les détails.

DOMAINE D'UTILISATION:

- Clés pour prothèses fixes et totales.
- Duplicatas.
- Réparation de prothèses.
- Clés pour provisoires prothétiques.
- CAD

ITALIANO

Materiale da laboratorio a base di vinilpolisilossano, reticolante per addizione.

CARATTERISTICHE:

- Durezza (dopo 24h): 70 (± 3) Shore A.
- Tempo di presa (a 23°C): 4'30"
- Recupero da deformazione: 99,5%
- Rapporto di miscelazione: 1:1
- Variazione dimensionale lineare: -0,05%
- Perfetta compatibilità con le resine acriliche auto e termo polimerizzanti.
- Elevata resistenza al calore senza alterazioni.

- Elevata precisione nella riproduzione dei dettagli.

UTILIZZO:

- Mascherina per lavorazioni in muffola.
- Duplicazioni.
- Riparazione di protesi.
- Mascherine per provvisori.
- CAD

ESPAÑOL

Material a base de vinilpolisiloxano, con reticulo de adición, para el empleo en laboratorio.

CARACTERISTICAS:

- Dureza (después de 24h): 70 (± 3) Shore A.
- Tiempo de fraguado (a 23°C): 4'30"
- Recuperación después la deformación: 99,5%
- Proporciones de mezcla: 1:1
- Variación dimensional lineal: -0,05%
- Perfecta compatibilidad con las resinas acrílicas auto y termopolimerizables.
- Elevada resistencia al calor sin alteraciones.
- Elevada precisión en los detalles.

INDICACIONES:

- Frentes para protesis fija y removible.
- Duplicados.
- Composturas de aparatos.
- Llaves para provisionales.
- CAD



ORMALAB 75

A polysiloxane based, condensation curing material, exclusively designed for extra oral use in the dental laboratory. Ormalab 75 is indispensable whenever high quality performances are required.

INTENDED USE

- Matrices for fixed and total prosthesis.
- Prosthesis repair.
- Matrices for temporary crowns and bridges.
- CAD reproduction.
- Long lasting dimensional stability.
- Very high compressive strenght and recovery from deformation.

TECHNICAL DATA

- Hardness (after 24h): 75(±3) Shore-A.
- Perfect compatibility with cold curing acrylic resins.
- High precision in details

SALE FORMAT

- M7500 Ormalab 75 1600 g (900 ml).
- M7510 Ormalab 75 5 kg.
- M7520 Pack. 1x Ormalab 75 (5 kg) + 2x Ormactivator Lab (60 ml).
- M1094 Ormactivator Lab (60 ml).

DEUTSCH

Abformmasse für das Labor auf Polysiloxan Basis, kondensationsvernetzend. Ist ausschliesslich für die extraorale Anwendung bestimmt. Ormalab 75 ist für eine qualitativ hochstehende Zahntechnik unerlässlich.

EIGENSCHAFTEN

- Härte (nach 24h): 75(±3)Shore-A.
- Sehr gute Verträglichkeit mit kaltpolymerisierenden Acrylkunststoffen.
- Sehr exakte Detailwiedergabe.
- Keine Verformungen.
- Hohe Kompressions- und Risswiderstandsfähigkeit.

ANWENDUNGSBEREICH

- Schlüssel für Fixe-, Teil- und Totalprothesen, sowie prothetische Provisorien.
- Reparaturen von Prothesen.
- CAD

FRANCAIS

Pour Laboratoire est destiné uniquement à l'emploi extra oral. Il est à base de silicone réticulant par condensation. Ormalab75 est indispensable lorsque l'on recherche une haute précision.

CARACTERISTIQUES

- Dureté (après 24h): 75(±3)Shore-A.
- Parfaite compatibilité avec les résines acryliques à froid.
- Grande précision dans les détails.
- Aucune déformation.
- Haute résistance à la compression et au déchirement.

UTILISATION

- Clés pour prothèses fixes et totales.
- Réparation de prothèses.
- Clés pour provisoires prothétiques.
- CAD

ITALIANO

Per il laboratorio, destinato esclusivamente all'uso extra orale, è a base di polisilossani reticolanti per condensazione. Ormalab75 è indispensabile ove siano richieste elevate prestazioni qualitative.

CARATTERISTICHE

- Durezza (dopo 24h): 75(±3)Shore-A.
- Perfetta compatibilità con le resine acriliche autopolimerizzanti.
- Elevata precisione nella riproduzione dei dettagli.
- Assenza di deformazioni.
- Elevata resistenza alla compressione e alla lacerazione.

UTILIZZO

- Mascherina per lavorazioni in muffola.
- Riparazione di protesi.
- Mascherine per provvisori protesici.
- CAD

ESPAÑOL

Para el laboratorio de protesis dental dirigido exclusivamente a uso extra oral, compuesto de polixiloxanos con retículo de condensación. Ormalab75 es indispensable donde se requieren prestaciones de calidad.

CARACTERISTICAS

- Dureza (después de 24h): 75(±3)Shore-A.
- Perfecta compatibilidad con las resinas acrílicas autopolimerizables.
- Elevada precision en los detalles.
- Ausencia de deformación.
- Resistencia elevada a la compresión y al extraerlo.

EMPLEO

- Frentes para protesis fija y removable.
- Composturas de aparatos.
- Llaves para provisionales.
- CAD



ORMALAB 85

A polysiloxane based, condensation curing material, exclusively designed for extra oral use in the dental laboratory. Ormalab 85 is indispensable whenever high quality performances are required.

INTENDED USE

- Matrices for fixed and total prosthesis.
- Prosthesis repair.
- Matrices for temporary crowns and bridges.
- CAD reproduction.
- Long lasting dimensional stability.
- Very high compressive strenght and recovery from deformation.

TECHNICAL DATA

- Hardness (after 24h): 85(±3) Shore-A.
- Perfect compatibility with cold curing acrylic resins.
- High precision in details

SALE FORMAT

- M8501 Ormalab 85 1600 g (900 ml).
- M8525 Ormalab 85 5 kg.
- M8520 Pack. 1x Ormalab 85 (5 kg) + 2x Ormactivator Lab (60 ml).
- M1094 Ormactivator Lab (60 ml).

DEUTSCH

Abformmasse für das Labor auf Polysiloxan Basis, kondensationsvernetzend. Ist ausschliesslich für die extraorale Anwendung bestimmt. Ormalab 85 ist für eine qualitativ hochstehende Zahntechnik unerlässlich.

EIGENSCHAFTEN

- Härte (nach 24h): 85(±3)Shore-A.
- Sehr gute Verträglichkeit mit kaltpolymerisierenden Acrylkunststoffen.
- Sehr exakte Detailwiedergabe.
- Keine Verformungen.
- Hohe Kompressions- und Risswiderstandsfähigkeit.

ANWENDUNGSBEREICH

- Schlüssel für Fixe-, Teil- und Totalprothesen, sowie prothetische Provisorien.
- Reparaturen von Prothesen.
- CAD

FRANÇAIS

Pour Laboratoire est destiné uniquement à l'emploi extra oral. Il est à base de silicone réticulant par condensation. Ormalab 85 est indispensable lorsque l'on recherche une haute précision.

CARACTERISTIQUES

- Dureté (après 24h): 85(±3)Shore-A.
- Parfaite compatibilité avec les résines acryliques à froid.
- Grande précision dans les détails.
- Aucune déformation.
- Haute résistance à la compression et au déchirement.

UTILISATION

- Clés pour prothèses fixes et totales.
- Réparation de prothèses.
- Clés pour provisoires prothétiques.
- CAD

ITALIANO

Per il laboratorio, destinato esclusivamente all'uso extra orale, è a base di polisilossani reticolanti per condensazione. Ormalab 85 è indispensabile ove siano richieste elevate prestazioni qualitative.

CARATTERISTICHE

- Durezza (dopo 24h): 85(±3)Shore-A.
- Perfetta compatibilità con le resine acriliche autopolimerizzanti.
- Elevata precisione nella riproduzione dei dettagli.
- Assenza di deformazioni.
- Elevata resistenza alla compressione e alla lacerazione.

UTILIZZO

- Mascherina per lavorazioni in muffola.
- Riparazione di protesi.
- Mascherine per provvisori protesici.
- CAD

ESPAÑOL

Para el laboratorio de protesis dental dirigido exclusivamente a uso extra oral, compuesto de polixiloxanos con reticulo de condensación. Ormalab 85 es indispensable donde se requieren prestaciones de calidad.

CARACTERISTICAS

- Dureza (después de 24h): 85(±3)Shore-A.
- Perfecta compatibilidad con las resinas acrílicas autopolimerizables.
- Elevada precisión en los detalles.
- Ausencia de deformación.
- Resistencia elevada a la compresión y al extraerlo.

EMPLEO

- Frentes para protesis fija y removible.
- Composturas de aparatos.
- Llaves para provisionales.
- CAD



ORMALAB 95

A polysiloxane based, condensation curing material, exclusively designed for extra oral use in the dental laboratory. Ormalab 95 is indispensable whenever high hardness and heat-resistance are required.

INTENDED USE

- Matrices for fixed and total prosthesis.
- Duplications.
- Prosthesis repair.
- Matrices for temporary crowns and bridges.
- CAD
- comparable to gypsum during the milling phase.
- Perfect compatibility with self and heat curing acrylic resins.
- High precision in details reproduction.
- Long lasting dimensional stability.

TECHNICAL DATA

- Extremely high heat resistance: over 120°C without alterations.
- Hardness (after 24h): 95(±3) Shore-A,

SALE FORMAT

- M9500 Ormalab 95 1600 g (900 ml).
- M9510 Ormalab 95 5 kg.
- M9520 Pack. 1x Ormalab 95 (5 kg) + 2x Ormactivator Lab (60 ml).
- M1094 Ormactivator Lab (60 ml).

DEUTSCH

Abformmasse für das Labor auf Polysiloxan Basis, kondensationsvernetzend. Ist ausschliesslich für die extraorale Anwendung bestimmt. Ormalab 95 ist für Arbeiten anzuwenden, wo hohe Härte - und Hitzebeständigkeit erforderlich ist.

EIGENSCHAFTEN

- Sehr hohe Temperaturbeständigkeit, über 120°C ohne Dimensionsveränderung.
- Härte (nach 24h): 95(±3)Shore-A. Beim Beschleifen vergleichbar mit Gips.
- Sehr gute Verträglichkeit mit heiss- und kaltpolymerisierenden Acrylkunststoffen.
- Sehr exakte Detailwiedergabe.
- Keine Verformungen.

ANWENDUNGSBEREICH

- Schlüssel für Fixe-, Teil- und Totalprothesen, sowie prothetische Provisoren.
- Dublierungen.
- Reparaturen von Prothesen.
- CAD

FRANCAIS

Pour Laboratoire est destiné uniquement à l'emploi extra oral. Il est à base de silicone réticulant par condensation. Ormalab95 est indispensable lorsque l'on recherche une haute dureté et résistance à la chaleur.

CARACTERISTIQUES

- Résistance élevée à la chaleur sans déformation à plus de 120°C.

- Dureté (après 24h): 95(±3)Shore-A, qui le rend comparable au plâtre en phase de fraisage.
- Parfaite compatibilité avec les résines acryliques à chaud et à froid.
- Grande précision dans les détails.
- Aucune déformation.

UTILISATION

- Clés pour prothèses fixes et totales.
- Duplicatas.
- Réparation de prothèses.
- Clés pour provisoires prothétiques.
- CAD

ITALIANO

Per il laboratorio, destinato esclusivamente all'uso extra orale, è a base di polisilossani reticolanti per condensazione. Ormalab95 è indispensabile ove siano richieste elevate prestazioni di durezza e resistenza al calore.

CARATTERISTICHE

- Elevata resistenza al calore senza alterazioni, supera i 120°C.

- Durezza (dopo 24h): 95(±3) Shore-A, comparabile al gesso in fase di fresatura.
- Perfetta compatibilità con le resine acriliche auto e termo polimerizzanti.
- Elevata precisione nella riproduzione dei dettagli.
- Assenza di deformazioni.

UTILIZZO

- Mascherina per lavorazioni in muffola.
- Duplicazioni.
- Riparazione di protesi.
- Mascherine per provvisori.
- CAD

ESPAÑOL

Para el laboratorio de prótesis dental dirigido exclusivamente a uso extra oral, compuesto de polixiloxanos con retículo de condensación. Ormalab95 es indispensable donde se requieren prestaciones de dureza y resistencia al calor.

CARACTERISTICAS

- Elevada resistencia al calor sin alteraciones, alcanza 120°C.
- Dureza (después de 24h): 95(±3)Shore-A, comparable a las escayolas a nivel de fresado.
- Perfecta compatibilidad con las resinas acrílicas auto y termopolimerizables.
- Elevada precisión en los detalles.
- Ausencia de deformación.

EMPLEO

- Frentes para prótesis fija y removable.
- Duplicados.
- Composturas de aparatos.
- Llaves para provisionales.
- CAD



ORMADUPLO 22

Vinyl polysiloxane based, addition-curing duplicating material for laboratory use.
ORMADUPLO performs high dimensional stability and an extraordinary precision in reproductions.

INTENDED USE

- Model duplications.

TECHNICAL DATA

- Castability: at least 3'
- Setting time (at 23°C): 12' max.
- Recovery from deformation: 99,95%
- Hardness: 22 Shore-A

- Mixing ratio (Base : Catalyst): 1:1
- Linear dimensional change: -0,05%

SALE FORMAT

- M3090 ORMADUPLO 22
1Kg Base paste + 1Kg Catalyst
- M3096 ORMADUPLO 22
6Kg Base paste + 6Kg Catalyst

DEUTSCH

Additionsvernetzende Dubliermasse auf Polyvinylsiloxan-Basis für die Anwendung im Labor. Ormaduplo garantiert eine hohe Dimensions-Stabilität und eine aussergewöhnliche Präzision in der Detailwiedergabe.

TECHNISCHE DATEN

- Verarbeitungszeit: mindestens 3'
- Abbindezeit (bei 23°C): maximal 12'
- Rückstellung nach Verformung: 99,95%
- Härte: 22 Shore-A
- Mischungsverhältnis (Basis-Masse + Katalysator): 1:1
- Lineare Maßänderung: -0,05%

ANWENDUNGSBEBIET

- Dublieren von Modellen.

FRANCAIS

Matériau d'empreinte pour duplicata à base de vinyl polysiloxane réticulant par addition, pour l'emploi au laboratoire. Ormaduplo garantit une stabilité dimensionnelle durable et une extraordinaire précision de reproduction des détails.

DONNEES TECHNIQUES

- Temps de travail: 3' minimum.
- Temps de prise (à 23°C): 12' max.
- Recouvrement de déformation: 99,95%.
- Dureté: 22 Shore-A.
- Proportion de mélange (masse base - catalyseur): 1:1.
- Variation dimensionnelle linéaire: - 0,05%

EMPLOI

- Duplicata de modèles.

ITALIANO

Materiale da duplicazione a base di vinilpolisilossano, reticolante per addizione, per l'uso in laboratorio. Ormaduplo garantisce un'elevata stabilità dimensionale abbinata ad una straordinaria precisione nella riproduzione dei dettagli.

SPECIFICHE TECNICHE

- Tempo di lavoro: 3' minimo.
- Tempo di presa (a 23°C): 15' max.
- Recupero da deformazione: 99,95%
- Durezza: 22 Shore-A.
- Rapporto di miscelazione (Massa base: Catalizzatore): 1:1
- Variazione dimensionale lineare: -0,05%

UTILIZZO

- Duplicazioni di modelli.

ESPAÑOL

Material para duplicado a base de vinilpolisiloxano de adición, para el empleo en laboratorio. Ormaduplo garantiza una elevada estabilidad dimensional y una extraordinaria precisión de reproducción de los detalles.

DATOS TECNICOS

- Tiempo de trabajo: 3' mínimo.
- Tiempo de fraguado (a 23°C): 12' max.
- Recuperación después la deformación: 99,95%.
- Dureza: 22 Shore-A.
- Proporción de mezcla (silicona : catalizador): 1:1.
- Variación dimension lineal: -0,05%

EMPLEO

- Duplicado de modelos.



ORMALAB 95

A polysiloxane based, condensation curing material, exclusively designed for extra oral use in the dental laboratory. Ormalab 95 is indispensable whenever high hardness and heat-resistance are required.

INTENDED USE

- Matrices for fixed and total prosthesis.
- Duplications.
- Prosthesis repair.
- Matrices for temporary crowns and bridges.
- CAD

comparable to gypsum during the milling phase.

- Perfect compatibility with self and heat curing acrylic resins.
- High precision in details reproduction.
- Long lasting dimensional stability.

TECHNICAL DATA

- Extremely high heat resistance: over 120°C without alterations.
- Hardness (after 24h): 95(±3) Shore-A,

SALE FORMAT

- M9500 Ormalab 95 1600 g (900 ml).
- M9510 Ormalab 95 5 kg.
- M9520 Pack. 1x Ormalab 95 (5 kg) + 2x Ormactivator Lab (60 ml).
- M1094 Ormactivator Lab (60 ml).



ORMALAB 85

A polysiloxane based, condensation curing material, exclusively designed for extra oral use in the dental laboratory. Ormalab 85 is indispensable whenever high quality performances are required.

INTENDED USE

- Matrices for fixed and total prosthesis.
- Prosthesis repair.
- Matrices for temporary crowns and bridges.
- CAD

reproduction.

- Long lasting dimensional stability.
- Very high compressive strenght and recovery from deformation.

TECHNICAL DATA

- Hardness (after 24h): 85(±3) Shore-A.
- Perfect compatibility with cold curing acrylic resins.
- High precision in details

SALE FORMAT

- M8501 Ormalab 85 1600 g (900 ml).
- M8525 Ormalab 85 5 kg.
- M8520 Pack. 1x Ormalab 85 (5 kg) + 2x Ormactivator Lab (60 ml).
- M1094 Ormactivator Lab (60 ml).



ORMALAB 75

A polysiloxane based, condensation curing material, exclusively designed for extra oral use in the dental laboratory. Ormalab 75 is indispensable whenever high quality performances are required.

INTENDED USE

- Matrices for fixed and total prosthesis.
- Prosthesis repair.
- Matrices for temporary crowns and bridges.
- CAD

reproduction.

- Long lasting dimensional stability.
- Very high compressive strenght and recovery from deformation.

TECHNICAL DATA

- Hardness (after 24h): 75(±3) Shore-A.
- Perfect compatibility with cold curing acrylic resins.
- High precision in details

SALE FORMAT

- M7500 Ormalab 75 1600 g (900 ml).
- M7510 Ormalab 75 5 kg.
- M7520 Pack. 1x Ormalab 75 (5 kg) + 2x Ormactivator Lab (60 ml).
- M1094 Ormactivator Lab (60 ml).



ORMADUPLO 22

Vinyl polysiloxane based, addition-curing duplicating material for laboratory use. ORMADUPLO performs high dimensional stability and an extraordinary precision in reproductions.

INTENDED USE

- Model duplications.

TECHNICAL DATA

- Castability: at least 3'
- Setting time (at 23°C): 12' max.
- Recovery from deformation: 99,95%
- Hardness: 22 Shore-A

- Mixing ratio (Base : Catalyst): 1:1
- Linear dimensional change: -0,05%

SALE FORMAT

- M3090 ORMADUPLO 22 1Kg Base paste + 1Kg Catalyst
- M3096 ORMADUPLO 22 6Kg Base paste + 6Kg Catalyst

DEUTSCH

Abformmasse für das Labor auf Polysiloxan Basis, kondensationsvernetzend. Ist ausschliesslich für die extraorale Anwendung bestimmt. Ormalab 95 ist für Arbeiten anzuwenden, wo hohe Härte - und Hitzebeständigkeit erforderlich ist.

EIGENSCHAFTEN

- Sehr hohe Temperaturbeständigkeit, über 120°C ohne Dimensionsveränderung.
- Härte (nach 24h): 95(±3)Shore-A. Beim Beschleifen vergleichbar mit Gips.
- Sehr gute Verträglichkeit mit heiss - und kaltpolymerisierenden Acrylkunststoffen.
- Sehr exakte Detailwiedergabe.
- Keine Verformungen.

ANWENDUNGSBEREICH

- Schlüssel für Fixe-, Teil- und Totalprothesen, sowie prothetische Provisoren.
- Dublierungen.
- Reparaturen von Prothesen.
- CAD

FRANÇAIS

Pour Laboratoire est destiné uniquement à l'emploi extra oral. Il est à base de silicone réticulant par condensation. Ormalab95 est indispensable lorsque l'on recherche une haute dureté et résistance à la chaleur.

CARACTERISTIQUES

- Résistance élevée à la chaleur sans déformation à plus de 120°C.

ITALIANO

Per il laboratorio, destinato esclusivamente all'uso extra orale, è a base di polisilossani reticolanti per condensazione. Ormalab95 è indispensabile ove siano richieste elevate prestazioni di durezza e resistenza al calore.

CARATTERISTICHE

- Elevata resistenza al calore senza alterazioni, supera i 120°C.

- Dureté (après 24h): 95(±3)Shore-A, qui le rend comparable au plâtre en phase de fraisage.
- Parfaite compatibilité avec les résines acryliques à chaud et à froid.
- Grande précision dans les détails.
- Aucune déformation.

UTILISATION

- Clés pour prothèses fixes et totales.
- Duplicatas.
- Réparation de prothèses.
- Clés pour provisoires prothétiques.
- CAD

- Durezza (dopo 24h): 95(±3) Shore-A, comparabile al gesso in fase di fresatura.
- Perfetta compatibilità con le resine acriliche auto e termo polimerizzanti.
- Elevata precisione nella riproduzione dei dettagli.
- Assenza di deformazioni.

UTILIZZO

- Mascherina per lavorazioni in muffola.
- Duplicazioni.
- Riparazione di protesi.
- Mascherine per provvisori.
- CAD

ESPAÑOL

Para el laboratorio de protesis dental dirigido exclusivamente a uso extra oral, compuesto de polixiloxanos con reticulo de condensación. Ormalab95 es indispensable donde se requieren prestaciones de dureza y resistencia al calor.

CARACTERISTICAS

- Elevada resistencia al calor sin alteraciones, alcanza 120°C.
- Dureza (después de 24h): 95(±3)Shore-A, comparable a las escayolas a nivel de fresado.
- Perfecta compatibilidad con las resinas acrilicas auto y termopolimerizables.
- Elevada precision en los detalles.
- Ausencia de deformación.

EMPLEO

- Frentes para protesis fija y removible.
- Duplicados.
- Composturas de aparatos.
- Llaves para provisionales.
- CAD

DEUTSCH

Abformmasse für das Labor auf Polysiloxan Basis, kondensationsvernetzend. Ist ausschliesslich für die extraorale Anwendung bestimmt. Ormalab 85 ist für eine qualitativ hochstehende Zahntechnik unerlässlich.

EIGENSCHAFTEN

- Härte (nach 24h): 85(±3)Shore-A.
- Sehr gute Verträglichkeit mit kaltpolymerisierenden Acrylkunststoffen.
- Sehr exakte Detailwiedergabe.
- Keine Verformungen.
- Hohe Kompressions- und Risswiderstandsfähigkeit.

ANWENDUNGSBEREICH

- Schlüssel für Fixe-, Teil- und Totalprothesen, sowie prothetische Provisoren.
- Reparaturen von Prothesen.
- CAD

FRANÇAIS

Pour Laboratoire est destiné uniquement à l'emploi extra oral. Il est à base de silicone réticulant par condensation. Ormalab 85 est indispensable lorsque l'on recherche une haute précision.

CARACTERISTIQUES

- Dureté (après 24h): 85(±3)Shore-A.
- Parfaite compatibilité avec les résines acryliques à froid.
- Grande précision dans les détails.
- Aucune déformation.
- Haute résistance à la compression et au déchirement.

UTILISATION

- Clés pour prothèses fixes et totales.
- Réparation de prothèses.
- Clés pour provisoires prothétiques.
- CAD

ITALIANO

Per il laboratorio, destinato esclusivamente all'uso extra orale, è a base di polisilossani reticolanti per condensazione. Ormalab 85 è indispensabile ove siano richieste elevate prestazioni qualitative.

CARATTERISTICHE

- Durezza (dopo 24h): 85(±3)Shore-A.
- Perfetta compatibilità con le resine acriliche autopolimerizzanti.
- Elevata precisione nella riproduzione dei dettagli.
- Assenza di deformazioni.
- Elevata resistenza alla compressione e alla lacerazione.

UTILIZZO

- Mascherina per lavorazioni in muffola.
- Riparazione di protesi.
- Mascherine per provvisori protesici.
- CAD

ESPAÑOL

Para el laboratorio de protesis dental dirigido exclusivamente a uso extra oral, compuesto de polixiloxanos con reticulo de condensación. Ormalab 85 es indispensable donde se requieren prestaciones de calidad.

CARACTERISTICAS

- Dureza (después de 24h): 85(±3)Shore-A.
- Perfecta compatibilidad con las resinas acrilicas autopolimerizables.
- Elevada precision en los detalles.
- Ausencia de deformación.
- Resistencia elevada a la compresión y al extraerlo.

EMPLEO

- Frentes para protesis fija y removible.
- Composturas de aparatos.
- Llaves para provisionales.
- CAD

DEUTSCH

Abformmasse für das Labor auf Polysiloxan Basis, kondensationsvernetzend. Ist ausschliesslich für die extraorale Anwendung bestimmt. Ormalab 75 ist für eine qualitativ hochstehende Zahntechnik unerlässlich.

EIGENSCHAFTEN

- Härte (nach 24h): 75(±3)Shore-A.
- Sehr gute Verträglichkeit mit kaltpolymerisierenden Acrylkunststoffen.
- Sehr exakte Detailwiedergabe.
- Keine Verformungen.
- Hohe Kompressions- und Risswiderstandsfähigkeit.

ANWENDUNGSBEREICH

- Schlüssel für Fixe-, Teil- und Totalprothesen, sowie prothetische Provisoren.
- Reparaturen von Prothesen.
- CAD

FRANÇAIS

Pour Laboratoire est destiné uniquement à l'emploi extra oral. Il est à base de silicone réticulant par condensation. Ormalab75 est indispensable lorsque l'on recherche une haute précision.

CARACTERISTIQUES

- Dureté (après 24h): 75(±3)Shore-A.
- Parfaite compatibilité avec les résines acryliques à froid.
- Grande précision dans les détails.
- Aucune déformation.
- Haute résistance à la compression et au déchirement.

UTILISATION

- Clés pour prothèses fixes et totales.
- Réparation de prothèses.
- Clés pour provisoires prothétiques.
- CAD

ITALIANO

Per il laboratorio, destinato esclusivamente all'uso extra orale, è a base di polisilossani reticolanti per condensazione. Ormalab75 è indispensabile ove siano richieste elevate prestazioni qualitative.

CARATTERISTICHE

- Durezza (dopo 24h): 75(±3)Shore-A.
- Perfetta compatibilità con le resine acriliche autopolimerizzanti.
- Elevata precisione nella riproduzione dei dettagli.
- Assenza di deformazioni.
- Elevata resistenza alla compressione e alla lacerazione.

UTILIZZO

- Mascherina per lavorazioni in muffola.
- Riparazione di protesi.
- Mascherine per provvisori protesici.
- CAD

DEUTSCH

Additionsvernetzende Dubliermasse auf Polyvinylsiloxan-Basis für die Anwendung im Labor. Ormaduplo garantiert eine hohe Dimensions-Stabilität und eine aussergewöhnliche Präzision in der Detailwiedergabe.

TECHNISCHE DATEN

- Verarbeitungszeit: mindestens 3'
- Abbindezeit (bei 23°C): maximal 12'
- Rückstellung nach Verformung: 99,95%
- Härte: 22 Shore-A
- Mischungsverhältnis (Basis-Masse + Katalysator): 1:1
- Lineare Maßänderung: -0,05%

ANWENDUNGSBEBIET

- Dublieren von Modellen.

FRANÇAIS

Matériau d'empreinte pour duplicata à base de vinyl polysiloxane réticulant par addition, pour l'emploi au laboratoire. Ormaduplo garantit une stabilité dimensionnelle durable et une extraordinaire précision de reproduction des détails.

DONNEES TECHNIQUES

- Temps de travail: 3' minimum.
- Temps de prise (à 23°C): 12' max.
- Recouvrement de déformation: 99,95%.
- Dureté: 22 Shore-A.
- Proportion de mélange (masse base - catalyseur): 1:1.
- Variation dimensionnelle linéaire: - 0,05%

EMPLOI

- Duplicata de modèles.

ITALIANO

Materiale da duplicazione a base di vinilpolisilossano, reticolante per addizione, per l'uso in laboratorio. Ormaduplo garantisce un'elevata stabilità dimensionale abbinata ad una straordinaria precisione nella riproduzione dei dettagli.

SPECIFICHE TECNICHE

- Tempo di lavoro: 3' minimo.
- Tempo di presa (a 23°C): 15' max.
- Recupero da deformazione: 99,95%
- Durezza: 22 Shore-A.
- Rapporto di miscelazione (Massa base: Catalizzatore): 1:1
- Variazione dimensionale lineare: -0,05%

UTILIZZO

- Duplicazioni di modelli.

ESPAÑOL

Material para duplicado a base de vinilpolisiloxano de adición, para el empleo en laboratorio. Ormaduplo garantiza una elevada estabilidad dimensional y una extraordinaria precisión de reproducción de los detalles.

DATOS TECNICOS

- Tiempo de trabajo: 3' mínimo.
- Tiempo de fraguado (a 23°C): 12' max.
- Recuperación después la deformación: 99,95%.
- Dureza: 22 Shore-A.
- Proporción de mezcla (silicona : catalizador): 1:1.
- Variación dimension lineal: -0,05%

EMPLEO

- Duplicado de modelos.

